

产品特点

- 1、由大肠杆菌重组表达,无其它糖胺聚糖降解酶污染
- 2、高纯度与高活性,纯度>90%
- 3、有良好的结果重现性

产品应用

- ◆ 低分子量硫酸软骨素生产
- ◆ 肝素类原料纯化
- ◆ 抗凝血中间体合成及抗凝血活性评估
- ◆ 糖胺聚糖结构解析

订购信息

推荐指数 ★★★★★



产品名称: Seebio® 硫酸软骨素酶AC

SDS-PAGE (12%):

产品货号: ECE0161A

产品规格: 10U、100U、500U

来源: 大肠杆菌 (DE3)

分子量: ~79kDa

制剂: 冻干粉 (含有BSA保护剂)

比活: ≥ 80U/mg

纯度: ≥95% (SDS-PAGE)



推荐指数 ★★★★★

SDS-PAGE (12%):

产品名称: Seebio® 硫酸软骨素酶B

产品货号: ECE0160A

产品规格: 10U、100U、500U


来源: 大肠杆菌 (DE3)

分子量: ~55kDa

制剂: 冻干粉 (含有BSA保护剂)

比活: ≥ 28U/mg

纯度: ≥90% (SDS-PAGE)



硫酸软骨素 / 硫酸皮肤定量检测试剂盒系列

产品特点

- 1、快速精准、合规高效、降本50%
- 2、专为肝素生产与质量控制设计，30分钟完成检测，精准满足国际药典标准 (USP/EP)
- 3、采用Chondroitinase ABC/AC双酶协同体系，精准靶向CS糖链结构，干扰物质排除率>99%

产品应用

- ◆ 制药企业：肝素生产杂质控制 (CS/DS限值达标)、工艺优化
- ◆ 质检机构：药品合规性检测、仿制药一致性评价
- ◆ 科研单位：糖胺聚糖功能研究、疾病机制探索



订购信息

产品货号	产品名称	产品规格
DDM1618A	Seebio® 硫酸软骨素 (Chondroitin sulfate CS) AC定量检测试剂盒 (酶法)	96T
DDM1619A	Seebio® 硫酸皮肤素 (Dermatan sulfate) 定量检测试剂盒 (酶法)	96T

西宝生物科技(上海)股份有限公司
Seebio Biotech (Shanghai) Co., Ltd.

总部：上海市浦东新区川宏路508号5幢

工厂：江苏南通市海门临江新区

总机：021-50272975

客服：13917439331

邮箱：market@seebio.cn

西宝健康：www.seebio.com

生物试剂：www.seebio.cn

西宝国际：www.allinno.com

科研服务：www.cxbio.com

西宝商城：mall.seebio.cn



西宝官微



西宝健康