

体外诊断试剂用重组人源血清基质系列产品

血清基质在体外诊断试剂开发中可广泛用于校准品、质控品的制备或样本的稀释, 凭借其稳定均一的特性, 为诊断结果的准确性和一致性提供可靠参照。血清基质也可以被配制成含有特定的干扰物质, 比如药物、代谢物、蛋白质或其他化合物, 用于评估这些物质对诊断试剂性能的影响, 助力体外诊断试剂系统、全面的性能研究。

西宝生物提供可用于体外诊断试剂校准品或质控品配制的重组人源血清基质、阴性血清、阳性高值血清、非定值质控品等产品及质控品定制服务, 相关产品信息如下。咨询热线: **400-021-8158** 或 **021-50272975**



产品名称: 样本稀释液(重组人源血清基质)

规格: 2ml, 10ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml

存储条件: 2-8°C

有效期: 24个月



阴性血清产品



序号	产品名称	技术指标
1	甲状腺激素	T4<0.5ng/mL
2	雌二醇	E2<5pg/mL
3	维生素D	VD<5ng/mL
4	叶酸	FA<0.5ng/mL
5	皮质醇	COR<0.1ng/mL
6	铁蛋白	FER<0.5ng/mL
7	术前八项	Anti HBs<5mIU/mL
8	肌钙蛋白	cTnI<5pg/mL
9	D二聚体	DD<0.1ug/mL
10	C反应蛋白	



高纯度人源蛋白质产品

1	人白蛋白	2	人免疫球蛋白IgG
---	------	---	-----------



1	铁蛋白	10	胱抑素C
2	高密度脂蛋白胆固醇	11	D二聚体
3	低密度脂蛋白胆固醇	12	过敏原 (IgE)
4	载脂蛋白A1	13	风湿因子
5	载脂蛋白B	14	甲状腺球蛋白抗体
6	脂蛋白a	15	甲状腺过氧化物酶抗体
7	C反应蛋白	16	促甲状腺素受体抗体
8	β2微球蛋白	17	人抗鼠抗体 (HAMA)
9	视黄醇结合蛋白		



非定值质控品——重组人源血清基质质控品溶液或冻干品

序号	产品名称	项目指标
1	常规复合生化质控品	AST/ALT/ALP/GGT/ACE/LDH等
2	免疫质控品	IgG/IgM/IgA/C3/C4等
3	内分泌质控品	T3/T4/FT3/FTT4/TSH/E2/P/T/hCG/VD等
4	血脂质控品	HDL-C/LDL-C/ApoA1/ApoB/Tg/TC/LP(a)等
5	肿瘤标志物质控品	AFP/CEA/FER/PGI/PGII/β2/PSA/CA50/CA125/CA153/CA199等
6	贫血标志物质控品	FER/FA/VB12
7	炎症标志物质控品	CRP/PCT/SAA/IL6
8	风湿标志物质控品	RF/ASO/CRP
9	自身抗体质控品	
10	过敏原质控品	

生物安全性

我们的产品均进行了传染病检测,确保传染病(HIV、HBV、HCV、TP)病原体检测呈阴性。

OEM服务

我们具有万级洁净生产车间和从研发小试到生产量产用的系列冻干机,单批次可生产冻干质控品超过5000支,并提供复合质控品定制及校准品的冻干等OEM服务。

西宝生物科技(上海)股份有限公司 Seebio Biotech (Shanghai) Co., Ltd.

总部:上海市浦东新区川宏路508号5幢

工厂:江苏南通市海门临江新区

总机:021-50272975

客服:13917439331

邮箱:market@seebio.cn

西宝健康:www.seebio.com

生物试剂:www.seebio.cn

西宝国际:www.allinno.com

科研服务:www.cxbio.com

西宝商城:mall.seebio.cn



西宝官微



西宝健康