

西宝生物现货验证评价配对IVD产品目录

传染病系列

项目应用	货号	产品名称	英文名称	推荐用途	平台
乙型肝炎核心抗体 (HBcAb)	EKY0290E	乙型肝炎核心抗原	HBV core antigen	包被	ELISA / CLIA
	EKY0299E	乙型肝炎核心抗体	HBV core antibody	标记	ELISA / CLIA
乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)	EKY0272P	乙型肝炎HBsAg抗体	HBV sAg antibody	包被1	ELISA / CLIA
	EKY0272Q	乙型肝炎HBsAg抗体	HBV sAg antibody	包被2	ELISA / CLIA
	EKY0272R	乙型肝炎HBsAg抗体	HBV sAg antibody	包被3	ELISA / CLIA
	EKY0272S	乙型肝炎HBsAg抗体	HBV sAg antibody	包被4	ELISA / CLIA
	EKY0272T	乙型肝炎HBsAg抗体	HBV sAg antibody	包被5	ELISA / CLIA
乙型肝炎(HBV)前S1抗原 (Pres1-Ag)	EKY0294C	乙型肝炎pres1抗体	HBV pres1 antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0294D	乙型肝炎pres1抗体	HBV pres1 antibody	标记	ELISA / CLIA
流感 FLUA	EKY0259E	FLU A抗体	NP (Influenza A) antibody	包被	LF
	EKY0259F	FLU A抗体	NP (Influenza A) antibody	标记	LF
流感 FLUB	EKY0317C	FLU B抗体	NP (Influenza B) antibody	包被	LF
	EKY0317D	FLU B抗体	NP (Influenza B) antibody	标记	LF

感染系列

项目应用	货号	产品名称	英文名称	推荐用途	平台
降钙素原PCT	EKY0132AF	PCT抗体	PCT antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0132AG	PCT抗体	PCT antibody	标记	ELISA / CLIA
C反应蛋白 CRP	EKY0128AP	CRP抗体	CRP antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0128AQ	CRP抗体	CRP antibody	标记	ELISA / CLIA
白介素6 IL6	EKY0129V	IL6抗体	IL6 antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0129W	IL6抗体	IL6 antibody	标记	ELISA / CLIA
降钙素原 PCT	EKY0132AH	PCT抗体	PCT antibody	包被	LF
	EKY0132AI	PCT抗体	PCT antibody	标记	LF
白介素6 IL6	EKY0129X	IL6抗体	IL6 antibody	包被	LF
	EKY0129Y	IL6抗体	IL6 antibody	标记	LF
C反应蛋白 CRP	EKY0128AR	CRP抗体	CRP antibody	包被	LF
	EKY0128AQ	CRP抗体	CRP antibody	标记	LF
血清淀粉样蛋白A SAA	EKY0139S	SAA抗体	SAA antibody	包被	LF
	EKY0139T	SAA抗体	SAA antibody	标记	LF

心肌系列

项目应用	货号	产品名称	英文名称	推荐用途	平台
肌钙蛋白TcTnT	EKY0107C	cTnT抗体	CTNT antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0107D	cTnT抗体	CTNT antibody	标记	ELISA / CLIA
肌红蛋白MYO	EKY0087Q	MYO抗体	MYO antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0087R	MYO抗体	MYO antibody	标记	ELISA / CLIA
肌酸激酶同工酶CKMB	EKY0095F	CKMB抗体	CKMB antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0095G	CKMB抗体	CKMB antibody	标记	ELISA / CLIA
脑钠肽前体N端肽 NT-ProBNP	EKY0090J	NT-ProBNP抗体	NT-ProBNP antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0090K	NT-ProBNP抗体	NT-ProBNP antibody	标记	ELISA / CLIA
肌红蛋白 MYO	EKY0087S	MYO抗体	MYO antibody	包被	LF
	EKY0087T	MYO抗体	MYO antibody	标记	LF
D-二聚体 D-Dimer	EKY0088X	D-Dimer抗体	D-Dimer antibody	包被	LF
	EKY0088Y	D-Dimer抗体	D-Dimer antibody	标记	LF

肝纤系列

项目应用	货号	产品名称	英文名称	推荐用途	平台
III型前胶原N端肽 PIIINP	EKY0751A	PIIINP抗体	PIIINP antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0751B	PIIINP抗体	PIIINP antibody	标记	ELISA / CLIA
层粘连蛋白LN	EKY0752A	LN抗体	LN antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0752B	LN抗体	LN antibody	标记	ELISA / CLIA
IV型胶原CIV	EKY0753A	CIV抗体	CIV antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0753B	CIV抗体	CIV antibody	标记	ELISA / CLIA



肿瘤系列

项目应用	货号	产品名称	英文名称	推荐用途	平台
肿瘤标志物 CA125	EKY0021F	CA125抗体	CA125 antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0021G	CA125抗体	CA125 antibody	标记	ELISA / CLIA
鳞状上皮细胞癌 SCC	EKY0077C	SCC抗体	SCC antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0077D	SCC抗体	SCC antibody	标记	ELISA / CLIA
肿瘤标志物 Cy21-1	EKY0065D	Cy21-1抗体	Cy21-1 antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0065E	Cy21-1抗体	Cy21-1 antibody	标记	ELISA / CLIA
胃泌素释放肽前体 ProGRP	EKY0028G	proGRP抗体	proGRP antibody	标记	ELISA / CLIA
	EKY0028H	proGRP抗体	proGRP antibody	包被	ELISA / CLIA
异常凝血酶原 PIVKA-II	EKY0001C	PIVKA-II抗体	PIVKA-II antibody	标记	ELISA / CLIA
	EKY0001D	PIVKA-II抗体	PIVKA-II antibody	包被	ELISA / CLIA
神经元特异性烯醇化酶 NSE	EKY0014K	NSE抗体	NSE antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0014L	NSE抗体	NSE antibody	标记	ELISA / CLIA

肾功系列

项目应用	货号	产品名称	英文名称	推荐用途	平台
中性粒细胞明胶酶脂质运载蛋白 NGAL	EKY0157T	NGAL抗体	NGAL antibody	包被	ELISA / CLIA
	EKY0157U	NGAL抗体	NGAL antibody	标记	ELISA / CLIA

激素系列

项目应用	货号	产品名称	英文名称	推荐用途	平台
抗缪勒管激素 AMH	EKY0328H	AMH抗体	AMH antibody	标记	ELISA / CLIA
	EKY0328I	AMH抗体	AMH antibody	包被	ELISA / CLIA
抗缪勒管激素 AMH	EKY0328I	AMH抗体	AMH antibody	标记	LF
	EKY0328H	AMH抗体	AMH antibody	包被	LF

骨代谢系列

项目应用	货号	产品名称	英文名称	推荐用途	平台
25羟基维生素D 25VD	EKY0754A	25VD抗体	25VD antibody	标记	ELISA / CLIA
	EKY0754B	25VD抗原	25VD antigen	包被	ELISA / CLIA
25羟基维生素D3 25VD3	EKY0205F	25VD3抗体	25VD3 antibody	标记	ELISA / CLIA
	EKY0205G	25VD3抗原	25VD3 antigen	包被	ELISA / CLIA

新冠抗原检测配对原料

产品名称	货号	项目应用	推荐用途	平台	规格
2019-nCoV N蛋白抗体 HOT	ECY4495A	通用组合,可测血液、咽拭子、唾液; 更新可测变种	包被	ELISA / CLIA / LF	1、10、100、500mg
2019-nCoV N蛋白抗体 HOT	ECY4495C	B.1.1.529奥密克戎 (Omicron)	标记	ELISA / CLIA / LF	1、10、100、500mg
2019-nCoV N蛋白抗体	ECY4495A	通用组合,可测血液、咽拭子、唾液; 更新可测变种	包被	ELISA / CLIA / LF	1、10、100、500mg
2019-nCoV N蛋白抗体	ECL0008A	B.1.1.529奥密克戎 (Omicron)	标记	ELISA / CLIA / LF	1、10、100、500mg
2019-nCoV N蛋白抗体	ECL0007A	通用组合,可测血液、鼻腔、咽拭子、唾液; 可测变种阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔毒株	标记	ELISA / CLIA / LF	1、10、100、500mg
2019-nCoV N蛋白抗体	ECL0008A		包被	ELISA / CLIA / LF	1、10、100、500mg
2019-nCoV N蛋白抗体	ECY4495A	通用组合,可测血液、鼻腔、咽拭子、唾液; (咽拭子灵敏度更高)	包被	ELISA / CLIA / LF	1、10、100、500mg
2019-nCoV N蛋白抗体	ECY4495B	可测变种阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔毒株	标记	ELISA / CLIA / LF	1、10、100、500mg
小鼠抗2019-nCoV N蛋白抗体	EKY0465G		包被	ELISA / CLIA / LF	1、10、100、500mg
小鼠抗2019-nCoV N蛋白抗体	EKY0465H		标记	ELISA / CLIA / LF	1、10、100、500mg
2019-nCoV抗原快速检测大卡 300×60mm	KVH0054A	抗原检测卡		CLIA / LF	1张(3MM、约90人份)
病毒裂解液	ACH0460A	检测Ag的样本处理缓冲液		CLIA / LF	1L
重组2019-nCoV N蛋白(全长)	ECL0117B	Ag阳性对照		ELISA / CLIA / LF	1、10、100、500mg
鸡IgY	DCL0114B	结合垫C线		LF	5、10、100、500mg
兔抗鸡IgY多克隆抗体	DCY0630B	质控C线		LF	5、10、100、500mg
鼠IgG	ECY4493A	质控C线		LF	5、10、100、500mg
羊抗鼠IgG	DCY4483C	质控C线		LF	5、10、100、500mg
兔IgG	EXK3226B	质控C线		LF	5、10、100、500mg
山羊抗兔IgG	ECY4491A	质控C线		LF	5、10、100、500mg
DNP抗原(DNP-BSA)	EDD0405A	质控C线		LF	1、10、100、500mg
DNP鼠单克隆抗体	EKY0817A	质控C线		LF	1、10、100、500mg

新冠抗体检测核心原料

产品名称	货号	小单组合批量	用途	平台	规格
2019-nCoV Spike Protein (RBD, Fc Tag)	ECL0116A	30-100mg	真核表达, 标记/包被	ELISA / CLIA / LF	1、100mg
2019-nCoV Spike Protein S1 (His Tag)	DCL0115A	30-100mg	真核表达, 标记/包被	ELISA / CLIA / LF	1、100mg
重组2019-nCoV N蛋白(His Tag)	ECL0117A	30-100mg	大肠杆菌表达, 标记/包被	ELISA / CLIA / LF	1、100mg
Monoclonal Mouse Anti-Human IgG antibody 鼠抗人IgG单抗	DCY4501A	200-500mg	包被/标记	ELISA / CLIA / LF	1mg
Monoclonal Mouse Anti-Human IgM antibody 鼠抗人IgM单抗	DCY4502A	200-500mg	包被/标记	ELISA / CLIA / LF	1mg
2019-nCoV Antigen SRFc3	EDD0080A	15-30mg	CHO Cell 包被	ELISA / CLIA / LF	1、100mg
2019-nCoV Antigen SRH	EDD0081A	15-30mg	CHO Cell 标记	ELISA / CLIA / LF	1、100mg
2019-nCoV N蛋白抗体, 兔单抗	EKY0465A		质控		50μg
2019-nCoV S蛋白抗体, 兔单抗	EKY0466A	每10万人份用量	质控		50μg

产品紧急订购咨询



业务一部
13817370081



业务二部
13817370080



业务三部
13817678381



业务四部
18301893121



西宝官网



西宝官微

关爱生命 舞动世界

西宝生物科技(上海)股份有限公司

全国服务热线:400-021-8158

官网:www.seebio.cn 商城:mall.seebio.cn 邮箱:market@seebio.cn