

Seebio®辣根过氧化物酶标记山羊抗兔 IgG (H+L)**【产品名称】**

Seebio®辣根过氧化物酶 HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L); HRP-Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)

【产品编码】

DCY0075C

【包装规格】

货号	包装规格
DCY0075C-1mg	1mg/支
DCY0075C-5mg	5mg/支

【产品基本信息和用途】

HRP(Horseradish Peroxidase) 即辣根过氧化物酶, 可以催化 DAB、TMB 等底物显色或催化 ECL 等化学发光底物产生化学反应而发光。本产品为辣根过氧化物酶标记的经亲和纯化的山羊抗兔 IgG(H+L), 检测灵敏度高, 本底低, 对其它种属 IgG 无明显交叉反应, 可用于 Western Blot、ELISA 和免疫组化检测。

【产品性质】

性状: 液体;

存储液: 0.01M PBS, 0.1% Krowin 300, pH7.4, 50% glycerol, 20 mg/ml BSA;

浓度: 见标签。

【建议稀释比例】

1、Immunohisto/cytochemistry: 1:300~1:3,000;

2、ELISA and Western Blot with chromogenic substrates: 1:3,500~1:75,000;

3、Western Blot with ECL substrates:

1:7,000~1:100,000。

特别说明: 上述使用浓度仅为推荐的常规稀释度, 实际实验操作过程中最佳的稀释度/浓度应由使用者确定。

【储存条件和有效期】

-20°C±5°C 保存, 有效期 12 个月。

(2-8°C, 不超过 2 周。避免反复冻融。)

【注意事项】

1、叠氮钠会抑制辣根过氧化物酶的活性, 在含有辣根过氧化物酶的二抗中不可加入叠氮钠。

2、本产品限科学研究使用。

3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

【技术支持服务】

您若有疑问或反馈, 请联系

Tel: +0086-21-50272981*6217 或

Email: market@seebio.cn

西宝生物二维码

