



西宝生物科技（上海）股份有限公司

上海市浦东新区川宏路 508 号 5 幢
电话: 021-50272981
邮箱: service@seebio.cn

邮编: 201202
传真: 021-50272982
官网: www.seebio.cn

抗体生产及抗体修饰原材料信息表

说明:

请您详细填写以下问题并将填写完整的表格以附件形式发送到: market@seebio.cn, 我们的技术人员会根据您提供的信息进行详细的评估, 并第一时间将评估结果发至您的邮箱。如有疑问, 请随时联系负责您的技术支持, 电话: 400 021 8158, 感谢您对西宝的信任与支持!

客户信息 (必填项):

姓名: _____
手机号码: _____
单位名称: _____
地址: _____
课题组: _____
邮编: _____
邮箱: _____

服务详细信息 (*是必填项):

- A. 用于生产抗体的杂交瘤细胞系信息
 B. 偶联/标记用抗体信息

A. 用于生产抗体的杂交瘤细胞系信息 (*是必填项)

细胞系名称*: _____	细胞数量/株 (10 ⁶ -10 ⁷ 细胞): _____
株数: _____	细胞亚类*: _____
淋巴细胞宿主来源* (小鼠, 大鼠, 兔, 其他): _____	骨髓瘤种属*: _____
杂交瘤来源*:	
西宝生产的杂交瘤细胞* <input type="checkbox"/>	对应的杂交瘤订单号*
非西宝生产的杂交瘤细胞* <input type="checkbox"/>	
支原体检测结果*: <input type="checkbox"/> 阳性; <input type="checkbox"/> 阴性; <input type="checkbox"/> 未知 未知, 西宝将提供支原体检测服务, 每株细胞额外收费¥700, 检测结果将以报告形式通知客户。 备注: 如果西宝培养后发现有支原体阳性的话将直接处理掉, 客户需要重新提供, 西宝最多免费培养 2 次, 第三次将产生额外的细胞培养费用为¥2410/株。	
-生产方式*: <input type="checkbox"/> 体内常规(腹水); <input type="checkbox"/> 体外常规(转瓶培养); <input type="checkbox"/> 低内毒素体内(腹水); <input type="checkbox"/> 低内毒素体外(转瓶培养); <input type="checkbox"/> 无血清体外 (转瓶培养) <input type="checkbox"/> 无血清低内毒素体外 (转瓶培养) <input type="checkbox"/> 其它	
体内生产需要的小鼠个数: <input type="checkbox"/> 2; <input type="checkbox"/> 5; <input type="checkbox"/> 10; <input type="checkbox"/> 20; <input type="checkbox"/> 50; <input type="checkbox"/> 其它 _____	
体内生产说明: 1) 如细胞株是西宝生产的, 2 只小鼠腹水预计可获得 1~5mg 抗体; 5 只预计可获得 15mg 抗体; 2) 如细胞株不是西宝生产, 由于不清楚细胞分泌抗体的能力和细胞状态活力, 所以不保证抗体得率。 3) 西宝将根据杂交瘤种属来源不同选择不同品系小鼠制备抗体, 如需使用非常规小鼠制备抗体, 产生的差价将额外收费。	
体外细胞培养体积: <input type="checkbox"/> 1 Liter; <input type="checkbox"/> 5 Liter; <input type="checkbox"/> 10 Liter; <input type="checkbox"/> 其它 _____	



西宝生物科技（上海）股份有限公司

上海市浦东新区川宏路 508 号 5 幢
电话: 021-50272981
邮箱: service@seebio.cn

邮编: 201202
传真: 021-50272982
官网: www.seebio.cn

体外生产说明: 转瓶生产最低生产规格是 1L, 如是西宝生产的细胞株, 预计抗体得率 10~15mg; 如不是西宝生产的细胞株, 不保证抗体得率。
生长条件及培养需求*: _____ 西宝多年的实验操作经验可有效帮助客户优化实验, 更高效地产生抗体。 备注: 西宝常规的培养材料为 DMEM 加上 10%FBS、IMDM 以及 RPMi。如果您还需要其它的培养试剂, 则需额外收费。
纯化方式*: <input type="checkbox"/> Protein A; <input type="checkbox"/> Protein G; <input type="checkbox"/> 西宝推荐; <input type="checkbox"/> 其它 _____
对纯化抗体保存溶液、分装等特别要求*: _____ 抗体默认保存溶液为 Phosphate Buffered Saline with 0.02% Sodium Azide (pH 7.4), 如果 Sodium Azide 会影响您的后续实验, 请告知。如抗体保存溶液中不加入 Sodium Azide, 我们建议进行无菌过滤服务, 有额外费用。 备注: 如果有分装要求, 请明确告知*:
您的抗原是否适用于 ELISA 检测? * <input type="checkbox"/> Yes; <input type="checkbox"/> No No, 西宝将不提供抗原活性确认服务 Yes, 请您至少提供 50ug 已纯化的可溶抗原及下述抗原信息 备注: 如果是小分子, 需要提供偶联载体蛋白的小分子。
抗原类型: <input type="checkbox"/> 蛋白 <input type="checkbox"/> 多肽 <input type="checkbox"/> 小分子 总质量*: _____ 浓度*: _____ 体积*: _____ 大小*: _____ Buffer*: _____ 纯度*: _____ 保存温度*: _____
其它特别说明: _____

B. 偶联/标记用抗体信息 (*是必填项, 如果不清楚请明确告知)

(偶联服务至少需要 90%纯度的抗体 1 mg, 且浓度至少为 1.0mg/ml。)

您的抗体需要偶联: <input type="checkbox"/> Biotin; <input type="checkbox"/> HRP; <input type="checkbox"/> FITC; <input type="checkbox"/> Alexa series (Alexa 488, Alexa 647, etc) <input type="checkbox"/> 其它 _____
抗体类型*: <input type="checkbox"/> 多抗; <input type="checkbox"/> 单抗
抗体名称*: _____
抗体缓冲液*: _____
浓度*: _____
数量*: _____ 每瓶体积*: _____
对于偶联后的抗体缓冲液的特殊需求: 1. HRP 标记, 西宝默认提供的溶液是 PBS 加硫柳汞和 BSA*: _____ 2. 其余标记, 西宝默认提供的溶液是 PBS 加 0.02% Sodium Azide (pH 7.4)和 BSA*: _____ 3. 备注: 如果不加防腐剂, 是否需要无菌过滤, 无菌过滤将产生部分损失*: _____ 4. 标记抗体是否有分装要求*? 如果有请备注: _____
您的抗原是否适用于 ELISA 检测? <input type="checkbox"/> Yes; <input type="checkbox"/> No No, 西宝将不提供抗原抗体 Elisa 确认服务 Yes, 请您至少提供 500ug 已纯化的可溶抗原及下述抗原信息
抗原类型: <input type="checkbox"/> 蛋白 <input type="checkbox"/> 多肽 <input type="checkbox"/> 小分子 <input type="checkbox"/> 其他 总质量: _____ 浓度: _____ 体积: _____ 大小: _____ Buffer: _____ 纯度: _____ 保存温度: _____ 备注: 1. 小分子类型的检测原提供的是小分子与载体蛋白偶联物, 将只进行间接 ELISA 检测, 如果需要竞争 ELISA 的话, 将产生额外费用; 2. 只有 Biotin 和 HRP 标记会进行检测, 其余类型标记都不进行检测; 3. 如果标记的抗体量少于 20mg, 但是西宝鉴定后发现提供的抗体量超出 20mg, 将默认不会标记超出量。



西宝生物科技（上海）股份有限公司

上海市浦东新区川宏路 508 号 5 幢
电话: 021-50272981
邮箱: service@seebio.cn

邮编: 201202
传真: 021-50272982
官网: www.seebio.cn

特别说明: _____

用于标记抗体纯度鉴定结果: SDS-Page 胶图请添加在下方, 纯度要求大于 90%。西宝默认用非还原胶检测抗体纯度, 如需用还原胶鉴定纯度请提前告知 _____

项目信息

项目咨询是否是为了经费申请? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目预计启动时间: <input type="checkbox"/> 立即 <input type="checkbox"/> 一个月内 <input type="checkbox"/> 三个月内 <input type="checkbox"/> 半年以后