

## 兔 IgG

产品编号: EKN0347A

包装规格: 1mg、10mg、100mg、1g

产品形式: 液体

### 基本信息

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 级别   | Reagent grade                            |
| 溶剂   | 0.5M NaCl , pH7.4 PBS                    |
| 注意事项 | 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品 |
| 其他说明 | 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴好一次性手套操作               |

### 产品简介:

兔 IgG 广泛应用于免疫学及分子生物学中各个分支学科的研究领域, 它既可作为大分子球蛋白用于生物化学的研究, 也可以作为抗原用于免疫学和临床医学之中。本产品采用亲和层析纯化的方法获得。

### 储存:

-20℃下储存, 避免反复冻融。有效期两年。

### 西宝相关产品推荐

| 产品编码     | 产品名称   |
|----------|--------|
| EKN0346A | 小鼠 IgG |
| EKN0348A | 人 IgG  |
| EKN0349A | 豚鼠 IgG |
| EKN0350A | 猪 IgG  |

### 注意:

- ① 我司产品为非无菌包装, 若用于无菌实验, 请提前做好预处理, 除去热原细菌, 否则会导致染菌。
- ② 我司不保证所提供产品信息的权威性, 以上数据仅供参考交流研究用。