

Seebio® 重组TEV蛋白酶

产品应用 用于切除重组蛋白的融合标签

产品特点 活性和特异性比EK、SUMO等蛋白酶高

序列专一性比凝血酶、因子Xa、胰激酶等蛋白酶高

品名	货号	包装规格	比活
Seebio® 重组烟草蚀纹病毒蛋白酶 (rTEV Protease)	EBY3644A-1KU	酶:1×1KU、Buffer:1×1.5ml	1U/μL
	EBY3644A-5KU	酶:1×5KU、Buffer:2×1.5ml	5U/μL
	EBY3644A-10KU	酶:2×5KU、Buffer:4×1.5ml	5U/μL

Seebio® TEV 蛋白酶活性测定试剂盒

产品应用

1. 细胞裂解上清液中TEV蛋白酶活性的检测
2. TEV蛋白酶活性的检测
3. TEV蛋白酶的残留活性检测

产品特点

1. 简单、快速、准确
2. TEV 酶活性的线性检测范围为 0.1~ 1.0 U/μL
3. 多方位验证、重复性好、稳定性高, 高荧光、低背景



货号	品名	包装规格
EKM0101B-50T	Seebio® TEV 蛋白酶 (TEV Protease) 活性测定试剂盒 (荧光法)	50T (大包装可定制)

西宝生物科技(上海)股份有限公司
Seebio Biotech (Shanghai) Co., Ltd.

总机:021-50272975

客服热线:13917439331

邮箱:market@seebio.cn

西宝健康:www.seebio.com

生物试剂原料:www.seebio.cn

国际市场:www.allinno.com

科研服务:www.cxbio.com

西宝商城:mall.seebio.cn



西宝官微



生物试剂原料