

小鼠 IgG

产品编号: EKN0346A

包装规格: 1mg、10mg、100mg、1g

产品形式: 液体

基本信息

级别	Reagent grade
溶剂	0.5M NaCl , pH7.4 PBS
注意事项	本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品
其他说明	为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴好一次性手套操作

产品简介:

小鼠 IgG 广泛地应用于免疫学及分子生物学中各个分支学科的研究领域, 它既可作为大分子球蛋白用于生物化学的研究, 也可以作为抗原用于免疫学和临床医学之中。本产品采用亲和层析纯化的方法获得。

储存:

-20℃下储存, 避免反复冻融。有效期两年。

西宝相关产品推荐

产品编码	产品名称
EKN0347A	兔 IgG
EKN0348A	人 IgG
EKN0349A	豚鼠 IgG
EKN0350A	猪 IgG

注意:

- ① 我司产品为非无菌包装, 若用于无菌实验, 请提前做好预处理, 除去热原细菌, 否则会导致染菌。
- ② 我司不保证所提供产品信息的权威性, 以上数据仅供参考交流研究用。